

EzSURE® fluidbags smarter options

50 ml
200
150
100
50

Must not be used in series connections.
Sterile non pyrogenic fluid path.
Do not resterilize.
After filling check the container for leakage or damage.
Any container which is suspect should not be used.
Use aseptic technique.
Mix container contents thoroughly.
Label appropriately.
Adhere to all instructions of use.

Ne pas utiliser pour des connexions en série.
Trajet soluté stérile et apyrogène.
Ne pas réstériliser.
Après remplissage, vérifiez la poche pour fuite ou dommage.
Tout contenant suspect ne doit pas être utilisé.
Utiliser une technique aseptique.
Mélanger le contenu dans la poche soigneusement.
Étiqueter de manière appropriée.
Respecter toutes les instructions d'utilisation.



Epic International (Thailand) Co., Ltd.
WHA Eastern Seaboard Industrial Estate
500/73 Moo 2, Taki, Prachinburi
Rayong Thailand 21140

LOT/MFD/EXP siehe Daten unten

LOT/MFD/EXP voir dates abajo

Rx Only